

5.1.2 Housse de soins incombustible, anti-déchirant (1060)

La housse de soins constitue une forme d'immobilisation douce pour les patients agités.

Qualité 1060: textile respirant, hydrofuge et incombustible et anti-déchirant.

Elle est idéale tant pour le patient que pour l'infirmier/le soignant. Elle offre une liberté de mouvement suffisante au patient et remplace les moyens d'immobilisation contraignants. Il permet non seulement une immobilisation, mais elle évite au patient de se découvrir et offre un effet préventif pour l'hygiène. Grâce à la fermeture à glissière, le patient peut être changé aisément pendant qu'il est assis dans son lit. Le matériau est très robuste, offre à un drap housse qui se prolonge par une chemise. Elle est fermée par une robuste fermeture à glissière qui se ferme en direction du pied au lit.

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser la housse de soins en combinaison d'une barrière de lit.



Md 4004960^{TS}

Housse de soins, tout autour du matelas (fermeture éclair gris foncé autour du matelas), 2 fermetures de côté avec fermetures à glissière (pour sondes, gris pâle), pas de fermeture à glissière devant, fermeture de l'épaule gauche par le côté vers les pieds (fermeture gris pâle), 6x ruban avec boucle à englober le sommier du lit, qual. 1060 anti-déchirant.

Taille : S/M, **L/XL**

Couleur : Gris

Option : *4008260: 10 cm extra hauteur

*4008360 : 10 cm de hauteur supplémentaire à l'extrémité et 20 cm de hauteur supplémentaire aux pieds.

	S/M	L/XL
Tour de poitrine	<85	85-125

Prescription de lavage du qualité 1060:

1. Lavage Laver séparément à 60°C avec peu de lessive .
2. Rinçage NE PAS UTILISER D' ADOUCISSANT
3. Séchage Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher. Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}